



MADLA K WC

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili koupelové produkty MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Tato uživatelská příručka poskytuje několik návrhů, jak správně používat produkt, který máte vybraný a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Přečtěte si prosím manuál pečlivě před použitím produktu. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce. V případě pochybností doporučujeme kontaktovat prodejce, který může správně vám pomoci a poradit.

Poznámka: Před použitím zkontrolujte, zda některá část není poškozena při přepravě, a otestujte ji. V případě poškození zařízení nepoužívejte. Další pokyny vám poskytne prodejce.

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající nesprávným použitím tohoto výrobku a neoprávněnou úpravou produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací zde obsažených bez předchozího upozornění.

URČENÉ POUŽITÍ

Koupelové pomůcky od Moretti jsou určeny pro pomoci pacientům v koupelně

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. prohlašuje svou výhradní odpovědnost, že produkt byl vyroben a obchodován společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny SPRCHOVÝCH ŽIDEL splňuje ustanovení vyhlášky 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost co následuje:

1. Zařízení splňují požadavky na všeobecnou bezpečnost a výkon požadované úřadem. Příloha I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Přístroje NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Přístroje jsou baleny ve STERILNÍ KRABICE.
5. Prostředky patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše zmíněné nařízení
6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední šarže výroby.

Poznámka: Vyplňte kódy produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- **NEPOUŽÍVEJTE** tento produkt ani žádné dostupné volitelné vybavení bez předchozího úplného dokončení, přečtení a pochopení tohoto návodu k obsluze. Pokud nejste schopni pochopit varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technické oddělení či personálu před pokusem o použití tohoto zařízení, jinak může dojít ke zranění nebo poškození.
- Uchovávejte produkty mimo zdroje tepla.
- Limit použití produktu je definován opotřebením dílů.
- **VŽDY** dbejte na to, aby se ruce a prsty nedostaly do blízkosti pohyblivých částí, aby nedošlo ke zranění.
- **NEDOVOLTE** dětem, aby si na koupací židli hrály nebo ji obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient bude muset nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo aby se spojil s výrobcem a příslušným orgánem státu, který uživatel a/nebo pacient patří.

OBECNÝ POPIS

Bezpečnostní madla na WC.

Vyrobena z eloxované hliníkové trubky, područky z HDPE. Užitečná pomůcka k sezení a vstávání z toalety. Přizpůsobí se každému typu toalety. Výškově nastavitelné nohy, protiskuzové gumové koncovky.

MONTÁŽ

1. Umístěte rukojeti do stejného upevňovacího bodu záchodového sedátka
2. Přemístěte tablet a šroub
3. Nastavte výšku nohou. Stiskněte zarážku, posuňte trubku do požadované výšky. Uvolněte zarážku, zkontrolujte stabilitu výrobku a zkontrolujte, zda jsou všechny nohy ve stejné výšce.

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za jakoukoli odpovědnost za následky nesprávného použití výrobku.

- Vždy pomozte pacientovi s obtížemi při chůzi umístit se na sedadlo.

- Nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na štítku rámu produktu.
- Vyhněte se náhlým pohybům během používání rámu.
- Budte opatrní na mokré podlaze, na mokřích nebo kluzkých površích, mohlo by to způsobit potíže.
- Neskladujte výrobek venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu produktu a správné upevnění šroubů a stav ochranných pryží.
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě výrobku, prosím kontaktujte svého prodejce.

JAK POUŽÍVAT

Nastavení výšky:

Stisknutím čepu vyjměte hlaveň a uveďte ji do odpovídajících otvorů do požadované výšky. Přemístěte zarážku na otvor, abyste zablokovali hlaveň. Zkontrolujte, že oboje nohy mají stejnou výšku.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

K čištění pomůcky a konstrukce použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejných částech) smíchaný s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čističe na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton při čištění, protože tyto látky způsobují otěr plastových povrchů a rezivění kovových povrchů. Výrobní společnost nenes odpovědnost za škody způsobené používáním materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie při čištění.

Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.

LIKVIDAČNÍ PODMÍNKY

V případě likvidace nepoužívejte nádobu na komunální odpad. Doporučujeme zlikvidovat na příslušných místech k recyklaci.

ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou omezení a výjimek uvedených níže. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku, a záruka nebude platná, pokud nebude přesně dodržován návod k použití. Správný k zamýšlenému použití zařízení, jak je uvedeno v tomto návodu. Moretti nenes odpovědnost za škody způsobené zraněním osob nebo jinak způsobené nebo v souvislosti s nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím. Moretti neručí za poškození nebo za závady v následujících podmínkách: živelná pohroma, neoprávněná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud jsou k dispozici) použití náhradních dílů, které nejsou součástí dodávky od Moretti, nesprávné použití, neoprávněná úprava, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka nekryje součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

OPRAVA

Záruční oprava

V případě, že výrobek Moretti bude mít vady materiálu nebo výrobní vady během záruční lhůty, Moretti potvrdí zákazníkovi, zda lze závadu pokrýt zárukou. Moretti může dle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit položku v záruce u prodejce Moretti nebo na adrese Moretti. Náklady na opravu mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud je oprava krytá zárukou. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku.

Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím obdržení autorizace od zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu na opravu nejsou zahrnuty. Záruka bude plně hrazena zákazníkem. Opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka je poskytována po dobu šesti (6) měsíců od data, kdy obdržíte opravený produkt.

Zákazník bude informován, pokud po prozkoumání a otestování vráceného produktu bude společnost Moretti reklamovat, že výrobek není vadný. V tomto případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré poštovné a náklady hradí zákazník.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data obdržení. Na náhradní díly a příslušenství, viz pouze obecný katalog Moretti.

VÝJIMNÉ DOLOŽKY

Kromě toho, co je výslovně uvedeno v této záruce a v mezích zákona, Moretti nenabízí prohlášení, záruka nebo podmínka, vyjádřená nebo předpokládaná, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a zasahování. Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Trvání jakýchkoli implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, jsou omezeny na záruční dobu, v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení délky trvání předpokládané záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích nemusí platit určitá vyloučení a omezení této záruky platí pro vás. Tato záruka se může změnit bez upozornění.

Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny SPRCHA – KOUPELNOVÁ ŽIDLE

Základní UDI-DI: 805287964201808R9 vyhovuje

Nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017 a následující mezinárodní normy

EN ISO 14971:2012 – EN ISO 15223-1:2017 – EN ISO 12182:2012

Za tímto účelem Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Prostředky splňují požadavky na obecnou bezpečnost a výkon požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Úplný seznam této řady zdravotnických prostředků je uveden v příloze I
3. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
4. Přístroje NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
5. Přístroje jsou baleny v NESTERILNÍ KRABICE.
6. Prostředky patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení
7. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání soulad s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední sériové výroby.



Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**